

Die richtige Pflege von weichen Kontaktlinsen

Nach dem Tragen der Kontaktlinse

- Waschen Sie sich gründlich Ihre Hände, bevor Sie Ihre Linse handhaben.
- Reinigen Sie Ihre Kontaktlinse direkt nach dem Absetzen vom Auge.
- Geben Sie hierfür einige Tropfen Reinigungsflüssigkeit auf die Innen- und Aussenfläche der Kontaktlinse.
- Verreiben Sie nun die Reinigungsflüssigkeit etwa zehn Sekunden lang ohne Druckeinwirkung zwischen den Fingern oder zwischen Finger und Handfläche.
- Spülen Sie nun die gereinigte Kontaktlinse mit Kochsalzlösung oder einer entsprechenden Abspüllösung ab.
- Legen Sie die Kontaktlinse in den Aufbewahrungsbehälter und füllen Sie mit der Aufbewahrungslösung auf.

Vor dem Tragen der Kontaktlinse

- Waschen Sie sich gründlich Ihre Hände, bevor Sie Ihre Linse handhaben.
- Nehmen Sie die Kontaktlinse aus dem Behälter.
- Spülen Sie die Kontaktlinse mit Kochsalzlösung oder einer entsprechenden Abspüllösung ab und setzen Sie die Kontaktlinse auf.

Tipps

- Reinigen Sie Ihre Kontaktlinsen täglich (bei täglicher Anwendung).
- Desinfizieren Sie Ihre Kontaktlinsen nach maximal drei Tagen neu, falls Sie die Kontaktlinsen nicht getragen haben (bei nicht täglicher Anwendung).
- Füllen Sie immer frische Aufbewahrungslösung in den Behälter.
- Verwenden Sie kein Leitungswasser.
- Konservierungsmittelfreie Pflegemittel sind für Ihre Augen verträglicher.
- Bei täglichem Tragen empfehlen wir eine wöchentliche Proteinentfernung.
- Reinigen Sie auch Ihren Kontaktlinsenbehälter und erneuern Sie diesen nach 1-2 Monaten.

Wichtig

Nach einer Bindehautentzündung müssen Sie die Kontaktlinsen bei Ihrem Kontaktlinsenspezialisten desinfizieren lassen. Pflegemittel und das gesamte Zubehör bitte entsorgen und erneuern.